



Catalogue des analyses - Laboratoire

Ptérines

LCR

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Contact nécessaire avant réalisation

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Fréquence d'exécution	2x/mois
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Externalisé
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande <u>Lien</u> <u>KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel</u>
Recommandations	Cocher : Pterin-Metabolite Liquor dans Neurometabolismus (page 2)

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">• Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Instruction(s) particulière(s)	A l'abri de la lumière et congeler immédiatement

Matériel standard

Quantité	1.5 ml
Contenant	Tube polystyrène fond conique 15ml stérile



Bouchon bleu - N°commande : 500010

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Externalisation</u>