Catalogue des analyses - Laboratoire

Ptérines

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Contact nécessaire avant réalisation

Informations générales

_			
LVI	m	^	n
Exa		_	•

Renseignement téléphonique	021 314 42 80	
Fréquence d'exécution	2x/mois	
Spécialité	• Externalisé	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel	
Recommandations	Cocher : Pterin-Metabolite Liquor dans Neurometabolismus (page 2)	
Pré analytique		
Prélèvement		
Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR)	
Instruction(s) particulière(s)	A l'abri de la lumière et congeler immédiatement	
Matériel standard		
Quantité	1.5 ml	
Contenant	Tube polystyrène fond conique 15ml stérile	



Contenant



Bouchon bleu - N°commande: 500010

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

