

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Thalassémie

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Externalisé</li></ul>
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien <a href="#">Kantonsspital Aarau - Laborauftrag II</a>

### Formulaire de consentement

## Pré analytique

### Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sang veineux</li></ul>
Instruction(s) particulière(s)	cocher sur le formulaire de demande page 2 onglet "Thalassämien und Hämoglobinopathien" : Thalassämie- /Hämoglobinopathie-Abklärung  Remplir le consentement et le joindre au prélèvement.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

## Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

## Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

## Analytique

Prestataire

Prestataire

Réception des laboratoire

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV.  
Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Externalisation](#)