



Catalogue des analyses - Laboratoire

PAI-1-ANTIGENE (Inhibiteurs des activateurs du plasminogène)

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[HUG - HEMOS-Std](#)

Pré analytique

Prélèvement


Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminer le prélèvement au plus tard dans les 4 heures après la prise de sang.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Externalisation</u>