



Catalogue des analyses - Laboratoire

Aspergillus fumigatus (FEIA)

Serum IGG, Pneumo-allergenes

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales – Prescription)

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Fréquence et/ou horaire d'exécution Une à deux fois par semaine

Spécialité • Externalisé

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
Lien
[HUG - LIAC-Pneuma](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999012

Volume minimum 3 ml de sérum

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999008

Analytique

Prestataire

Prestataire

Réception des laboratoire

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV.
Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Externalisation](#)