



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anémie de Fanconi

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement

## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 314 42 80

#### Spécialité

- Externalisé

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[UNI Julius Maximilian Würzburg - Auftrag zur humangenetischen Diagnostik](#)

#### Recommandations

Le prélèvement doit arriver à la réception des laboratoires au plus tard mercredi à 12h00 afin d'être pris en charge.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Dois arriver dans les 48 heures après le prélèvement au laboratoire externe.



# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Réception des laboratoire
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Externalisation</a></u>