



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Acide oxalique

Sang

## Information(s) importante(s)

**Attention**

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace

## Informations générales

### Examen

**Renseignement téléphonique** 021 314 42 80

### Prescription

**Formulaire de demande** [Numéro de commande](#)  
[Lien](#)  
[Bon pour analyses externes](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)** Acheminer le tube sur la glace à la réception des laboratoires.

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990



# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Réception des laboratoire
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Externalisation</a></u>