Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_02016

V8 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Acide oxalique

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

• Acheminer immédiatement le tube sur la glace

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

Bon pour analyses externes

Pré analytique

Prélèvement

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Acheminer le tube sur la glace à la réception des laboratoires.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990



Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

