

Catalogue des analyses - Laboratoire

Ektacytométrie

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement
- Contact nécessaire avant réalisation

Informations générales

Examen**Renseignement téléphonique**

021 314 42 80

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande****Lien**[KantonSpital Winterthur - Chemie/haematologie](#)**Recommandations**

IMPORTANT: Le prélèvement doit impérativement parvenir à la réception des laboratoires au plus tard à 9h30.
Prévenir la réception des laboratoires la veille du rendez vous du patient.

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Le service doit annoncer lui-même l'analyse à l'institut für Labormedizin au Kantonsspital de Winterthur. Tél : 052 266 25 88
Le prélèvement doit être acheminé à la réception des laboratoires BH18-100 à **9h30 maximum** pour permettre un acheminement à 15h00 au plus tard au KSW.
Noter impérativement la date et l'heure de prélèvement ainsi que le nom du médecin.

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation