



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Isoniazide

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Condition particulière d'acheminement

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacocinétique de taux sanguin de l'isoniazide.

**Contactez impérativement le laboratoire avant de prévoir l'envoi de l'échantillon**

**Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.**

#### Indication diagnostique

Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée.

#### Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71  
Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Envois à notre sous-traitant les mardis si tubes arrivés avant 10h00 dans notre laboratoire. Sous réserve de modification.

#### Analyse accréditée

NON

#### Analyse sous-traitée

OUI

#### Synonyme

Rimstar, Rimactazid

#### Prescription

#### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

#### Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

#### Lien

[016 - Pharmacologie clinique](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Instruction(s) particulière(s)

Acheminer **immédiatement** le tube sur la glace  
Prélèvement : **2h** après la dernière prise orale.  
Délai d'équilibration: Traitement stable depuis  $\geq 1$  semaine  
Le même tube peut servir au dosage de plusieurs antituberculeux

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

#### Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo si possibilité de tout dos

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.3 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

#### Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml sérum sans gel

#### Volume minimum

Microtube bien rempli.  
Si cumul d'examen: voir avec labo PCL8 (44 271) si besoin  
d'augmenter le nombre de microvettes

### Stabilité maximale avant analyse

#### Ambiant

1h

#### Réfrigéré

1h

#### Congelé

Oui

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Si les stabilités ne peuvent pas être respectées:  
Centrifuger (minimum 2000g, 10min, idéalement à 4°C) et décanter  
sans délai le plasma (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

### Conservation

A T° ambiante: sang complet **1h** et plasma **4h** jusqu'à réception au  
laboratoire.  
Réfrigéré: sang complet **1h** et plasma **4h** jusqu'à réception au  
laboratoire.  
A défaut, congeler le plasma: **idéalement à -80°C**, sinon à -20°C.  
**Si le plasma ne peut pas être acheminé à -80°C sur glace sèche, les  
résultats doivent être interprété avec prudence.**

### Conditions d'acheminement

**Si le plasma ne peut pas être acheminé à -80°C sur glace sèche, les  
résultats doivent être interprété avec prudence.**

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours  
fériés jusqu'à 15h00.  
**Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma**  
PP439 Urgence: par porteur + nous contacter

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

#### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de pharmacologie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
BH18-218  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 44 271

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 6 jours

### Tarif

**Tarif (CHF)** 166.5

**Prestation Tarmed** Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min