



Catalogue des analyses - Laboratoire

Panel LLA-T NGS: FBXW7, KRAS, NOTCH1, NRAS, PTEN

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[Inselspital - Diagnostic moléculaire hématologique](#)

Recommandations

Cocher : Panel LLA-T NGS: FBXW7, KRAS, NOTCH1, NRAS, PTEN dans Diagnostic LLA (page 2)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

2x

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Acheminement

Conditions d'acheminement

Doit arriver dans les 24h au laboratoire de Bern.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Externalisation</u>