



Catalogue des analyses - Laboratoire

Coronavirus SARS-CoV-2

Frottis placenta

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche de virus respiratoire Coronavirus SARS-CoV-2 respiratoire
Indication diagnostique	Ce test est d'un usage restreint pour la recherche de SARS-CoV-2. Il est réservé à des patient-e-s remplissant des critères cliniques et épidémiologiques associés au COVID-19.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence et/ou horaire d'exécution	5/7 jours
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Nouveau coronavirus, CoVID-19, SARS-CoV-2
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 743200</p> <p>Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques</p>

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> • Frottis placenta
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus





N° commande : 917995

Contenant(s) autre(s)

Milieu de transport équivalent au UTM RT

Stabilité maximale avant analyse**Réfrigéré**

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

Milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement**Conditions d'acheminement**

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	<u>Microbio moléculaire</u>

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif