Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_02102 \\ V2-22/10/2025 \end{array}$

Catalogue des analyses - Laboratoire

Coronavirus SARS-CoV-2

Frottis placenta



Informations générales

C.,	_	-	_	-
FΧ	а	m	ρ	п

But de l'analyse	Recherche de virus respiratoire Coronavirus SARS-CoV-2 respiratoire			
Indication diagnostique	Ce test est d'un usage restreint pour la recherche de SARS-CoV-2. Il est réservé à des patient-e-s remplissant des critères cliniques et épidémiologiques associés au CoVID-19.			
Renseignement téléphonique	021 31 44 107			
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire			
Fréquence et/ou horaire d'exécution 5/7 jours				
Analyse accréditée	OUI			
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique			
Synonyme	Nouveau coronavirus, CoVID-19, SARS-CoV-2			
Prescription				
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques			

Pré analytique

Prélèvement

• Frottis placenta

Matériel standard

Quantité ¹

Contenant UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus



	N° commande : 917995	
Contenant(s) autre(s)	Milieu de transport équivalent au UTM RT	
Stabilité maximale avant envoi		
Réfrigéré	Oui	
Traitement du prélèvement pour rec	quérants externes	
Préparation	Milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire	
Conservation	4°C	
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH	
Site web	Réception des laboratoires	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00	
Téléphone	021 314 41 07	
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07	
Site web	Microbio moléculaire	

Méthode analytique

Principe de la méthode

• PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

