



Catalogue des analyses - Laboratoire

Monkeypox PCR

Frottis bouche

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche du Monkeypox Virus (variole du singe) par PCR
Indication diagnostique	Suspicion d'infection par le Monkeypox Virus: pour les demandeurs CHUV, merci de vous référer à la procédure de l'HPCI (SMPH_W_DIR_00017) pour la définition du cas. Pour les demandeurs externe, merci de contacter le laboratoire.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	NON
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Variole du singe, MPXV, Variole simienne
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 743200</p> <p>Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques</p>

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Frottis bouche
---------------	--

Matériel standard

Quantité	1
-----------------	---

Contenant	UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus
------------------	---



N° commande : 917995

Contenant(s) autre(s)

Eswab (bouchon rose Copan)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

plusieurs analyses possible sur le même prélèvement.

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement

Mettre l'échantillon dans un pochette kangourou puis dans un container de transport sécurisé « bio-hazard » (disponible auprès de l'IMU au 44107). Accompagner l'échantillon de son bon de Microbiologie à l'extérieur du container, comme détaillé dans la procédure SMPH_W_DIR_00017.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

AstreinteService de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**[Microbio moléculaire](#)

Résultats

Délai de rendu

1-2 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

107.1