



Catalogue des analyses - Laboratoire

Monkeypox PCR

Frottis anus

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche du Monkeypox Virus (variole du singe) par PCR
Indication diagnostique	Suspicion d'infection par le Monkeypox Virus: pour les demandeurs CHUV, merci de vous référer à la procédure de l'HPCI (SMPH_W_DIR_00017) pour la définition du cas. Pour les demandeurs externe, merci de contacter le laboratoire.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	NON
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Variole du singe, MPXV, Variole simienne
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 743200</p> <p>Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques</p>

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Frottis anus
---------------	--

Matériel standard

Quantité	1
-----------------	---

Contenant	UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus
------------------	---



N° commande : 917995

Contenant(s) autre(s)

Eswab (bouchon rose Copan)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

plusieurs analyses possible sur le même prélèvement.

Stabilité maximale avant analyse**Réfrigéré**

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement**Conditions d'acheminement**

Mettre l'échantillon dans un pochette kangourou puis dans un container de transport sécurisé « bio-hazard » (disponible auprès de l'IMU au 44107). Accompagner l'échantillon de son bon de Microbiologie à l'extérieur du container, comme détaillé dans la procédure SMPH_W_DIR_00017.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site webRéception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

AstreinteService de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**Microbio moléculaire

Résultats

Délai de rendu

1-2 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

107.1