Catalogue des analyses - Laboratoire

Monkeypox PCR

Frottis urètre



Informations générales

Examen
CAGIIICII

But de l'analyse	Recherche du Monkeypox Virus (variole du singe) par PCR
Indication diagnostique	Suspicion d'infection par le Monkeypox Virus: pour les demandeurs CHUV, merci de vous référer à la procédure de l'HPCI (SMPH_W_DIR_00017) pour la définition du cas. Pour les demandeurs externe, merci de contacter le laboratoire.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Variole du singe, MPXV, Variole simienne
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques



Pré analytique

Prélèvement

• Frottis urètre

Matériel standard

Contenant(s) autre(s)

Quantité

Contenant ESwab (bouchon rose Copan)

N° commande : 935524

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

plusieurs analyses possible sur le même prélèvement.

UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

4°C

Conservation

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement

Mettre l'échantillon dans un pochette kangourou puis dans un container de transport sécurisé « bio-hazard » (disponible auprès de l'IMU au 44107). Accompagner l'échantillon de son bon de Microbiologie à l'extérieur du container, comme détaillé dans la procédure SMPH_W_DIR_00017.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

BH18-100



Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	Microbio moléculaire
Résultats	
Délai de rendu	1-2 jours
Méthode analytique	



Principe de la méthode

• PCR en temps réel

Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_02110 \\ V3-07/12/2025 \end{array}$

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

