



Catalogue des analyses - Laboratoire

Monkeypox PCR

Frottis gorge

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche du Monkeypox Virus (variole du singe) par PCR

Indication diagnostique

Suspicion d'infection par le Monkeypox Virus: pour les demandeurs CHUV, merci de vous référer à la procédure de l'HPCI (SMPH_W_DIR_00017) pour la définition du cas. Pour les demandeurs externe, merci de contacter le laboratoire.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

Synonyme

Variole du singe, MPXV, Variole simienne

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Frottis gorge

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus



N° commande : 917995

Contenant(s) autre(s)

Eswab (bouchon rose Copan)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

plusieurs analyses possible sur le même prélèvement.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement

Mettre l'échantillon dans un pochette kangourou puis dans un container de transport sécurisé « bio-hazard » (disponible auprès de l'IMU au 44107). Accompagner l'échantillon de son bon de Microbiologie à l'extérieur du container, comme détaillé dans la procédure SMPH_W_DIR_00017.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Service de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web

Microbio moléculaire

Résultats

Délai de rendu

1-2 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

107.1