



Catalogue des analyses - Laboratoire

Lisdexamphétamine

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin

Indication diagnostique

Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication

Renseignement téléphonique

021 31 42 264

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Dosages de médicaments

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[UPPC - Analyse de médicaments psychotropes](#)

Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement 4 heures OU 24 heures après la prise du médicament.
Veuillez l'indiquer sur la feuille de demande.

Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 2 jours

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Contenant(s) autre(s)

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, courrier A.

Stabilité maximale du prélèvement non centrifugé à température ambiante est de 1 jour.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

Dépose des prélèvements

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

Site

Hôpital de Cery

Adresse

Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 42 264

Site web

[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique
(UPPC)

Site

Hôpital de Cery

Adresse

Hôpital de Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 42 264

Résultats

Interprétation

La lisdexamphétamine est une pro-droge (inactive), seule la
dexamphétamine (métabolite actif) est quantifiée.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

126