Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_02119

V5 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Méthylphénidate

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin
Indication diagnostique	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication
Renseignement téléphonique	021 31 42 264
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Dosages de médicaments
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien UPPC - Analyse de médicaments psychotropes
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

- méthylphénidate *forme immédiate*: prise de sang **2h** après la prise du médicament.

- méthylphénidate *forme retard* et dexméthylphénidate: prise de sang **6h** après la prise du médicament.

Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 jour

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K

1



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999009

Contenant(s) autre(s)

sérum sans gel séparateur aussi utilisable. Ne pas prélever sur tube hépa

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation le tube non centrifugé doit nous parvenir au laboratoire dans les 4 h

après la prise de sang.

Sinon centrifuger, décanter et congeler -20°C immédiatement puis

envoyer congelé.

-20°C

Congelé

Conditions d'acheminement
Stabilité maximale du prélèvement non centrifugé à température

ambiante est de 4 heures.

Stabilité maximale du prélèvement décanté à température ambiante

est de 2 heures.

Acheminement

Conservation

Conditions d'acheminementSite de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC



Dépose des prélèvements	Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100
Site	Hôpital de Cery
Adresse	Cery 1008 Prilly
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 42 264
Site web	UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)
Site	Hôpital de Cery
Adresse	Hôpital de Cery 1008 Prilly
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode • UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

