Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_02122

V3 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Dexméthylphénidate

Sang



# Information(s) importante(s)

### **Attention**

- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement

# Informations générales

~		_	_		_
	v:	ar	п	0	п

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin		
Indication diagnostique	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication		
Renseignement téléphonique	021 31 42 264		
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire		
Fréquence d'exécution	2x/semaine		
Analyse accréditée	OUI		
Spécialité	Dosages de médicaments		
Prescription			
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien UPPC - Analyse de médicaments psychotropes		
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques		
Pré analytique			
Prélèvement			
Nature	Sang veineux		
Instruction(s) particulière(s)	Dexméthylphénidate: prise de sang <b>6h</b> après la prise du médicament. Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 jour		
Matériel standard			
Quantité	1		
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K		





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

### Contenant(s) autre(s)

sérum sans gel séparateur aussi utilisable. Ne pas prélever sur tube hépa

#### Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	le tube non centrifugé doit nous parvenir au laboratoire dans les 4 h après la prise de sang. Sinon centrifuger, décanter et congeler -20°C immédiatement puis envoyer congelé.
Conservation	-20°C
Conditions d'acheminement	Congelé Stabilité maximale du prélèvement non centrifugé à température ambiante est de 4 heures. Stabilité maximale du prélèvement décanté à température ambiante est de 2 heures.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC
Dépose des prélèvements	Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100
Site	Hôpital de Cery
Adresse	Cery 1008 Prilly
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 42 264
Site web	UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique



# **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)
Site	Hôpital de Cery
Adresse	Hôpital de Cery 1008 Prilly
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode • UPLC-MS/MS

# Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

