



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Dexméthylphénidate

Sang

## Information(s) importante(s)

- Attention**
- Acheminer immédiatement le tube
  - Condition particulière d'acheminement

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin

**Indication diagnostique** Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication

**Renseignement téléphonique** 021 31 42 264

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 2x/semaine

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Dosages de médicaments

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
**Lien**  
[UPPC - Analyse de médicaments psychotropes](#)

**Renseignements à fournir** Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)** Dexméthylphénidate: prise de sang **6h** après la prise du médicament.  
Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 jour

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Contenant(s) autre(s)**

sérum sans gel séparateur aussi utilisable. Ne pas prélever sur tube hépa

**Stabilité maximale avant analyse**

**Ambiant**

4h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

le tube non centrifugé doit nous parvenir au laboratoire dans les 4 h après la prise de sang.  
Sinon centrifuger, décanter et congeler -20°C immédiatement puis envoyer congelé.

**Conservation**

-20°C

**Conditions d'acheminement**

Congelé  
Stabilité maximale du prélèvement non centrifugé à température ambiante est de 4 heures.  
Stabilité maximale du prélèvement décanté à température ambiante est de 2 heures.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

**Dépose des prélèvements**

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

**Site**

Hôpital de Cery

**Adresse**

Cery  
1008 Prilly

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone**

021 31 42 264

**Site web**

[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)
<b>Site</b>	Hôpital de Cery
<b>Adresse</b>	Hôpital de Cery 1008 Prilly
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 42 264

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- UPLC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	3 mois
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	126