



Catalogue des analyses - Laboratoire

Méningite/Encéphalite PCR en Urgence

Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Informations générales

Examen

But de l'analyse Détection par système de PCR rapide réalisé en urgence pour un panel bactérien, viral et fongique..

Indication diagnostique Méningite/ Encéphalite

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

Fréquence et/ou horaire d'exécution Effectué dès réception au Laboratoire entre 08h et 22h, 7/7j

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Diagnostic moléculaire microbiologique

Synonyme Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, E.coli K1, Herpès simplex, varicelle zoster, Enterovirus, Parechovirus, HHV6, Cytomégalovirus.

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
743200
Lien
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

| | |
|---|---|
| Volume minimum | 1 ml |
| Stabilité maximale avant envoi | |
| Réfrigéré | Oui |
| Traitement du prélèvement pour requérants externes | |
| Préparation | Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire |
| Conservation | 4°C |
| Conditions d'acheminement | T° ambiante dans les 24h suivant la prise |
| Acheminement | |
| Conditions d'acheminement | Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |

| | |
|---|--|
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaires d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web | <u>Réception des laboratoires</u> |

Analytique

Prestataire

| | |
|--|---|
| Prestataire | Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie) |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaires d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00 |
| Téléphone | 021 314 41 07 |
| Astreinte | Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07 |
| Site web | <u>Microbio moléculaire</u> |

Résultats

Délai de rendu < 4h

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel



Post analytique

Tarif

| | |
|--------------------|-------|
| Tarif (CHF) | 310.5 |
|--------------------|-------|