

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Copeptine

Sang

## Informations générales

### Examen

**Préparation du patient** Patient à jeun. Patient couché pendant >1 heure avant prélèvement

**Ajout d'analyse** Non

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 1x/mois

**Analyse accréditée** OUI

**Synonyme** Copeptine proAVP, Provasopressine C-terminale, Co-peptine

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
999069  
**Lien**  
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

**Renseignements à fournir** Médicaments en cours.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Instruction(s) particulière(s)** Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

**Contenant(s) autre(s)**

Sérum sans gel.

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

2x tubes, bien remplis

**Contenant**

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

**Stabilité maximale avant analyse**

**Ambiant**

6h si plasma séparé

**Réfrigéré**

24h

**Congelé**

3 semaines

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifugation, décantation, congélation (-20°C)

**Conservation**

Plasma congelé (-20°C)

**Conditions d'acheminement**

Envoyer sur glace sèche

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Tube dans la glace, dans les 10 min. après prélèvement, par porteur

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaires d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaires d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** < 1 mois

**Interprétation** Oui

### Méthode analytique

**Analyseur** B.R.A.H.M.S Kryptor Gold (ThermoFisher Scientific)

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 58.5