



Catalogue des analyses - Laboratoire

Enzyme de conversion

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Arrêt médicaments inhibiteur de l'ECA. Patient à jeun.

Ajout d'analyse

Non

Heure de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

ECA, Enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE, Angiotensin
converting enzyme

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Médicaments en cours

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Contenant(s) autre(s)

Sérum gel, héparinate de lithium

Matériel pédiatrique

Quantité

2 microtubes bien remplis

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Matériel néonatalogie

Quantité

2 microtubes bien remplis

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger, décanter, congeler.

Conditions d'acheminement

Sérum congelé.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	oui

Méthode analytique

Analyseur	Integra 400 plus/ Roche Diagnostics
------------------	-------------------------------------

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	20.7
--------------------	------