Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_02129

V9 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Erythropoïétine

Sang



Informations générales

Examen

Préparation du patient	Contre-indications: 15j arrêt prise EPO exogène
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/mois
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	ЕРО
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>



Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel

1



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998990

Volume minimum

Volume du sérum peut être réduit à 1 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Matériel pédiatrique

Quantité ¹

Contenant Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Volume du sérum peut être réduit à 1 ml

Matériel néonatologie

Quantité 2x tubes bien remplis

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

Oui



Réfrigéré	Oui	
Congelé	Non	
Traitement du prélèvement pour requérants externes		
Préparation	Centrifugation, décantation, congélation.	
Conservation	-20°C	
Acheminement		
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH	
Site web	Réception des laboratoires	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	

< 1 mois

Post analytique

Délai de rendu

Tarif

Tarif (CHF)

