



Catalogue des analyses - Laboratoire

Erythropoïétine

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Contre-indications: 15j arrêt prise EPO exogène

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/mois

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

EPO

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Volume minimum

Volume du sérum peut être réduit à 1 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Volume minimum

Volume du sérum peut être réduit à 1 ml

Matériel néonatalogie

Quantité

2x tubes bien remplis

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

Oui

Réfrigéré

Oui

Congelé

Non

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifugation, décantation, congélation.

Conservation

-20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu < 1 mois

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 61.2