

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Aldostérone

Urine

## Informations générales

### Examen

**Préparation du patient**J-15 arrêt médicaments antihypertenseurs. J-5 régime normosode, J-5  
arrêt de médicaments diurétiques 4 sem.**Ajout d'analyse**

Créatinine urinaire, K urinaire et Na urinaire

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 121

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/semaine

**Analyse accréditée**

OUI

### Prescription

**Formulaire de demande****Numéro de commande**

061220

**Lien**[011 - Chimie clinique - Urine](#)**Renseignements à fournir**Volumes des urines de 24 heures, durée de la récolte. Médicaments en  
cours.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Urine

**Instruction(s) particulière(s)**Une bouteille plastique col large rond 2000 ml mélanger à chaque  
miction et mettre au frigo entre les mictions

### Matériel standard

**Quantité**

1


**Contenant**

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

## Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
<b>Volume minimum</b>	2 ml
<b>Stabilité maximale avant analyse</b>	
<b>Ambiant</b>	Oui
<b>Réfrigéré</b>	Oui
<b>Congelé</b>	Oui
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Préparation</b>	Congélation
<b>Conservation</b>	Urine congelée
<b>Conditions d'acheminement</b>	Urine congelée, dans les 2-3 jours suivant le prélèvement
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

---

**Téléphone** 021 31 44 121

---

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

---

**Interprétation** Oui

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 27