

Catalogue des analyses - Laboratoire

lysosomale enzyme sérum

sang

Information(s) importante(s)

Attention

Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich.
Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).

Analyse accréditée

NON

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
Lien
[KISPI-Formulaire-4.02](#)

Autre formulaire de demande

Lien
[KISPI - Formulaire de consentement](#)

Recommandations

Attention: renseignements cliniques (Stoffwechsel enzymtests) à remplir
Cocher indirect: Lysosomale Enzyme im serum (mucolipidose Typ II/I-cell, typ III) page 2.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Externalisation</u>