



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Pyruvatdehydrogenase (E1a, E1B, E2 et E3bp)**

biopsie musculaire

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière de préparation
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 314 42 80

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à BERN  
Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).

#### Analyse accréditée

NON

#### Spécialité

- Externalisé

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[Inselspital – Stoffwechseldiagnostik](#)

#### Recommandations

Cocher Pyruvatdehydrogenase (analyse mit SDS-Page/WB auf Untereinheiten) page2.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Biopsie musculaire

#### Instruction(s) particulière(s)

Congeler les tissus immédiatement après leur retrait à -80°C

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Réception des laboratoire
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Externalisation</a></u>