

Catalogue des analyses - Laboratoire

Herpes simplex virus PCR

Sang

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|--|
| But de l'analyse | La recherche d'Herpès 1 et 2 se fait en parallèle. Evaluation de la charge virale . |
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 107 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/jour |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none">Diagnostic moléculaire microbiologique |
| Synonyme | HSV, HSV1, HSV2 |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques |

Pré analytique

Prélèvement

| | |
|---------------|--|
| Nature | <ul style="list-style-type: none">Sang |
|---------------|--|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Instruction(s) particulière(s) | Sang EDTA-K |
|---------------------------------------|-------------|

Matériel standard

| | |
|-----------------|---|
| Quantité | 1 |
|-----------------|---|

| | |
|------------------|--------------------|
| Contenant | Tube 2.6 ml EDTA-K |
|------------------|--------------------|



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Volume minimum 1 ml

Matériel pédiatrique

Quantité 0.5 ml

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Utilisation d'un récipient stérile adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

| | |
|--|---|
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
|--|---|

| | |
|------------------|---------------|
| Téléphone | 021 31 44 280 |
|------------------|---------------|

| | |
|------------------|--|
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
|------------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Site web | Réception des laboratoires |
|-----------------|--|

Analytique

Prestataire

| | |
|--------------------|---|
| Prestataire | Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie) |
|--------------------|---|

| | |
|-------------|----------|
| Site | BH18-100 |
|-------------|----------|

| | |
|----------------|----------------------------|
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
|----------------|----------------------------|

| | |
|-------------------------|-----|
| Tube pneumatique | 439 |
|-------------------------|-----|

| | |
|---|---|
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00 |
|---|---|

| | |
|------------------|---------------|
| Téléphone | 021 314 41 07 |
|------------------|---------------|

| | |
|------------------|--|
| Astreinte | Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07 |
|------------------|--|

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Site web | Microbio moléculaire |
|-----------------|--------------------------------------|

Résultats

| | |
|-----------------------|-----------|
| Délai de rendu | 1-2 jours |
|-----------------------|-----------|

Méthode analytique

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Principe de la méthode | • PCR en temps réel |
|-------------------------------|---------------------|

Post analytique

Tarif

| | |
|--------------------|-------|
| Tarif (CHF) | 119.7 |
|--------------------|-------|