



Catalogue des analyses - Laboratoire

Test d'activation des basophiles

BAT

Information(s) importante(s)

Attention

- Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Le test BAT (basophil activation test) permet la recherche *in vitro* par cytométrie de flux d'une réaction allergique immédiate et d'hypersensibilité contre divers allergènes

Indication diagnostique

Suspicion d'allergie

Renseignement téléphonique

Gonzalo Tapia,
TAB chef de service adjoint
079 556 82 67

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Arrivée à la réception des laboratoires du lundi au jeudi, dans les 24 heures suivant le prélèvement.
Veille de jours fériés, arrivée à la réception des laboratoires à 12h au plus tard.

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Allergie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
999074
Lien
[051 - Immunologie - Allergie](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Cytométrie de flux

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire Pas de conservation

Tarif

Tarif (CHF) 148.5