



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Test d'activation des basophiles

BAT

## Information(s) importante(s)

**Attention**

- Ne pas envoyer par poste pneumatique

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Le test BAT (basophil activation test) permet la recherche *in vitro* par cytométrie de flux d'une réaction allergique immédiate et d'hypersensibilité contre divers allergènes

---

**Indication diagnostique** Suspicion d'allergie

---

**Renseignement téléphonique** Gonzalo Tapia,  
TAB chef de service adjoint  
079 556 82 67

---

**Fréquence et/ou horaire d'exécution** Arrivée à la réception des laboratoires du lundi au jeudi, dans les 24 heures suivant le prélèvement.  
Veille de jours fériés, arrivée à la réception des laboratoires à 12h au plus tard.

---

**Analyse accréditée** OUI

---

**Spécialité**

- Allergie

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande  
999074  
**Lien**  
[051 - Immunologie - Allergie](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

---

**Contenant** Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

**Stabilité maximale avant envoi**

**Ambiant**

24h

# Analytique

## Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Site web** [Immunologie et allergie](#)

## Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

## Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Cytométrie de flux

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** Pas de conservation

### Tarif

**Tarif (CHF)** 148.5