Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anticorps associés à la maladie coeliaque IgA

Suivi



## Informations générales

#### Examen

Indication diagnostique	Maladie cœliaque, dermatite herpétiforme, entéropathie
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Auto-immunité
Synonyme	Ac anti-tissue transglutaminase, anti-DGP, anti-tTG
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie



### Pré analytique

**Prélèvement** 

· Sang veineux **Nature** 

Matériel standard

1 **Quantité** 

Tube 7.5 ml sérum gel Contenant

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres

analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

Matériel pédiatrique

1 Quantité

Tube 1.2 ml sérum **Contenant** 



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Stabilité maximale avant envoi

Nuit et we Réfrigéré

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, **Préparation** vol minimum 0.6 ml 4°C **Conservation** T° ambiante **Conditions d'acheminement Acheminement** Réception des laboratoires Dépose des prélèvements

BH18-100



Site

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• PMAT



## Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

**Tarif** 

Tarif (CHF) 50.4

