

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bilirubine totale

Autre matériel

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 44 121**Horaire de réalisation** 24h/24**Analyse accréditée** OUI**Spécialité** • Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande**Numéro de commande**

061232

Lien[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s) Protéger l'échantillon de la lumière

Matériel standard

Quantité 1**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2 ml

Matériel pédiatrique

Quantité 1**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

2 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Conditions d'acheminement**

protéger l'échantillon de la lumière

Acheminement**Conditions d'acheminement**

Protéger l'échantillon de la lumière

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">Jendrassik
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	2.9
--------------------	-----