

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bilirubine totale

Autre matériel

## Informations générales

### Examen



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 44 121   |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | 24h/24  |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI   |
| <b>Spécialité</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>   |
| <b>Prescription</b>               |   |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <p><b>Numéro de commande</b><br/>061232</p> <p><b>Lien</b><br/><a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a></p> |

## Pré analytique

### Prélèvement

**Instruction(s) particulière(s)** Protéger l'échantillon de la lumière

### Matériel standard

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Quantité</b>             | 1  |
| <b>Contenant</b>            | <p>Tube 8.5 ml pour urine</p>  <p>Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151</p> |
| <b>Volume minimum</b>       | 2 ml   |
| <b>Matériel pédiatrique</b> |  |
| <b>Quantité</b>             | 1  |
| <b>Contenant</b>            | <p>Tube 8.5 ml pour urine</p>    |



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

---

**Volume minimum**

2 ml

**Traitement du prélèvement pour requérants externes****Conditions d'acheminement**

protéger l'échantillon de la lumière

**Acheminement****Conditions d'acheminement**

Protéger l'échantillon de la lumière

---

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



## Analytique

### Prestataire

|   |  |
|---|--|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de chimie clinique                             |
| <b>Site</b>                               | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne                          |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | 24/24H   |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 44 121  |
| <b>Site web</b>                           | <a href="#">Chimie clinique</a>                            |
| <b>Méthode analytique</b>                 |  |
| <b>Principe de la méthode</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>Jendrassik</li></ul> |
| <b>Analyseur</b>                          | cobas 8000, Roche Diagnostics                              |

## Post analytique

### Tarif

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>Tarif (CHF)</b> | 2.9 |
|--------------------|-----|