



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Créatinine

Autre matériel



## Informations générales

### Examen


<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	NON
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chimie clinique</li></ul>

### Prescription


<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061232 <b>Lien</b> <a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a>
------------------------------	--

## Pré analytique

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
<b>Volume minimum</b>	2 ml

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
<b>Volume minimum</b>	2 ml

### Acheminement

<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jaffé</li></ul>
<b>Analyseur</b>	Cobas Pro / Roche Diagnostics

## Post analytique

<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	2.3