Catalogue des analyses - Laboratoire

BCMA soluble

Formulaire de demande

Information(s) importante(s)

Attention

• Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Immunologie
Synonyme	BCMA
Prescription	

999073 **Lien**

Numéro de commande

<u>050 - Immunologie</u>

Santon de Vaud

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité ¹

Contenant Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationCentrifuger, au maximum 6 heures après prélèvement, durant 10 min à

2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2x 0.6 ml et congeler

immédiatement

Conservation Congeler immédiatement

Conditions d'acheminement Envoi congelé

Acheminement

Conditions d'acheminementAcheminer immédiatement, arrivée au laboratoire à 16h00 au plus tard

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne



Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	2 semaines
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ELISA



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 78.3

