



Catalogue des analyses - Laboratoire

Test au 5EMA

Test au éosine-5-maléimide - sphérocytose



Informations générales

Examen

But de l'analyse

L'analyse est adapté au dépistage de la sphérocytose héréditaire.
Une formule sanguine complète et quantification des réticulocytes est
automatiquement ajouté pour les besoins de l'analyse et de
l'interprétation

Indication diagnostique

Sphérocytose héréditaire.

Renseignement téléphonique

021 314 42 12

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution

L'analyse est effectuée par série, jusqu'à 6 jours après la demande.

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Hématologie spéciale

Synonyme

EMA, 5EMA, 5-EMA

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
Info
Disponible au laboratoire
Lien
[026 - Hématologie spéciale](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Réfrigéré

Non

Congelé

Non

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Conservation

A température ambiante.

Conditions d'acheminement

A température ambiante.

Acheminement

Conditions d'acheminement

A température ambiante.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'hématologie spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	Hématologie spéciale
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Interprétation	Les résultats sont accompagnés d'un commentaire dédié dans le rapport.

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Cytométrie de flux
-------------------------------	----------------------



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 1 semaine

Tarif

Tarif (CHF) 32.4

Condition(s) spéciale(s) Les résultats sont accompagnés d'une interprétation médicale.