Catalogue des analyses - Laboratoire

Test au 5EMA

Test au éosine-5-maléimide - sphérocytose



Informations générales

Examen

But de l'analyse	L'analyse est adapté au dépistage de la sphérocytose héréditaire. Une formule sanguine complète et quantification des réticulocytes est automatiquement ajouté pour les besoins de l'analyse et de l'interprétation
Indication diagnostique	Sphérocytose héréditaire.
Renseignement téléphonique	021 314 42 12
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Fréquence et/ou horaire d'exécutio	n L'analyse est effectuée par série, jusqu'à 6 jours après la demande.
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Hématologie spéciale
Synonyme	EMA, 5EMA, 5-EMA
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire Lien 026 - Hématologie spéciale

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité ¹

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Matériel néonatologie

Quantité 1

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Réfrigéré Non

Congelé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation A température ambiante.

Conditions d'acheminement A température ambiante.

Acheminement

Conditions d'acheminementA température ambiante.

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires



Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	
Analytique Prestataire		
Prestataire	Laboratoire d'hématologie spéciale	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	Hématologie spéciale	
Résultats		
Délai de rendu	1 semaine	
Interprétation	Les résultats sont accompagnés d'un commentaire dédic rapport.	é dans le
Méthode analytique		
Principe de la méthode	Cytométrie de flux	



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 1 semaine

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)Les résultats sont accompagnés d'une interprétation médicale.

