



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Ponatinib

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage du taux sanguin de ponatinib

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 280

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Fréquence / Délai de rendu du résultat <J15

#### Spécialité

- Externalisé

#### Synonyme

ICLUSID

### Prescription

#### Renseignements à fournir

Renseigner la pathologie traitée, le motif de la demande (échec thérapeutique, effets indésirables,...), la posologie et les date et heure de la prise médicamenteuse.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Prélever juste avant prise (To) pour la mesure de la concentration résiduelle.


#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280



## Site web

Réception des laboratoires 24/24.