Catalogue des analyses - Laboratoire

Ibrutinib

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

_					
⊢	v	2	m	Δ	n
_	^	a	Ш	_	

But de l'analyse	Dosage du taux sanguin de ibrutinib
Renseignement téléphonique	021 31 44 280
Fréquence et/ou horaire d'exécutio	Fréquence / Délai de rendu du résultat <j15< th=""></j15<>
Spécialité	• Externalisé
Synonyme	IMBRUVICA
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien Feuille de demande Pharmacologie Onco-Hématologie PHK (PHKR)
Renseignements à fournir	Renseigner la pathologie traitée, le motif de la demande (échec thérapeutique, effets indésirables,), la posologie et les date et heure de la prise médicamenteuse. Préciser la prise au cours du repas et la prise éventuelle d'antiacides

Pré analytique

Prélèvement

Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Prélever juste avant prise (To) pour la mesure de la concentration résiduelle, puis T2h après prise pour le pic et enfin T4h pour l'élimination, ce qui permet le calcul de la surface sous la courbe des concentrations plasmatiques en fonction du temps (par approche Bayésienne)
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande: 998991

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

