



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Ibrutinib

Sang

## Information(s) importante(s)

- Attention**
- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Dosage du taux sanguin de ibrutinib
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 280
<b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b>	Fréquence / Délai de rendu du résultat <J15
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externalisé</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	IMBRUVICA
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b></p> <p><b>Lien</b></p> <p><a href="#">Feuille de demande Pharmacologie Onco-Hématologie PHK (PHKR)</a></p>
<b>Renseignements à fournir</b>	<p>Renseigner la pathologie traitée, le motif de la demande (échec thérapeutique, effets indésirables,...), la posologie et les date et heure de la prise médicamenteuse.</p> <p>Préciser la prise au cours du repas et la prise éventuelle d'antiacides</p>
<b>Pré analytique</b>	
<b>Prélèvement</b>	
<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sang veineux</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Prélever juste avant prise (T <sub>0</sub> ) pour la mesure de la concentration résiduelle, puis T <sub>2h</sub> après prise pour le pic et enfin T <sub>4h</sub> pour l'élimination, ce qui permet le calcul de la surface sous la courbe des concentrations plasmatiques en fonction du temps (par approche Bayésienne)
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

## Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

## Acheminement

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

[Réception des laboratoires 24/24.](#)