

Catalogue des analyses - Laboratoire

Screening-Test HLH (Basisabklärung)

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Impérativement avvertir la laboratoire de Zürich par téléphone au 044/249 65 90 avant de prescrire l'analyse.

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 15h dernier délai pour envoi à Zürich.
Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).

Spécialité

- Externalisé

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[KISPI - Immunologie](#)

Recommandations

Cocher sur la page 2 *HLH Basisabklärung*

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

Contenant(s) autre(s)

En plus du tube Héparine 7.5ml, prélever également un tube EDTA 2.6 ml
Il faut également un contrôle sain avec les mêmes quantités de tubes à p

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Conserver les prélèvement à température ambiante

Conditions d'acheminement

Doit impérativement arriver dans les 24h post prélèvement au
laboratoire de Zürich.

Analytique

Prestataire

Prestataire

Réception des laboratoire

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur
du CHUV.
Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du
lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Externalisation](#)