Catalogue des analyses - Laboratoire

Adenosin-desaminase intra érythrocytaire activité

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

 Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Fréquence d'exécution

1x/jour

Spécialité

• Externalisé

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

KISPI Hämatologie

Pré analytique

Prélèvement

Nature

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement de moins d'une semaine. Ne pas prélever après une

transfusion.

Demander en parallèle une formule sanguine complète

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K





	Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995
Contenant(s) autre(s)	Héparine Sang total (à la rigueur) Prélèvement de sang capillaire possible
Volume minimum	Un tube avec 0.5ml de sang
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

