



Catalogue des analyses - Laboratoire

Ustekinumab

Détection d'anticorps anti-médicaments

Informations générales

Examen


But de l'analyse	Suivi thérapeutique
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Dosages de médicaments
Synonyme	Stelara, médicaments biologiques
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 955611</p> <p>Lien 052 - Immunologie - Médicaments biologiques</p>

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang veineux
---------------	--

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 7.5 ml sérum gel</p>  <p>Monovette bouchon brun - N° commande : 732677</p>

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,
vol minimum 1.0 ml

Conservation

48 heures congélateur

Conditions d'acheminement

48 heures à 4°C

Acheminement

Conditions d'acheminement

Température ambiante

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Méthode analytique

Principe de la méthode • Chemiluminescence

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 78.3