



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Ustekinumab

Détection d'anticorps anti-médicaments


## Informations générales


### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Suivi thérapeutique
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosages de médicaments</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Stelara, médicaments biologiques
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b> 955611</p> <p><b>Lien</b> <a href="#">052 - Immunologie - Médicaments biologiques</a></p>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 7.5 ml sérum gel</p>  <p>Monovette bouchon brun - N° commande : 732677</p>
<b>Matériel pédiatrique</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 1.0 ml

#### Conservation

48 heures congélateur

#### Conditions d'acheminement

48 heures à 4°C

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Température ambiante

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

#### Site web

[Réception des laboratoires](#)



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Site web** [Immunologie et allergie](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1-2 semaines

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Chemiluminescence

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 78.3