



Catalogue des analyses - Laboratoire

## **Streptococque du groupe B - PCR - Urgence indication obstétricale <24 h**

Frottis vagin - anus



## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Détection de Streptococcus du groupe B par PCR dans les échantillons de vagin-anus. Indication obstétricale urgente (< 24 heures)
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Rendez-vous téléphonique nécessaire</b>	En cas d'utilisation du bon 151 durant la période du service de garde d'urgence, toute demande doit être annoncée par téléphone au laboratoire.
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence
<b>Analyse accréditée</b>	NON
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bactériologie</li><li>• Microbiologique</li></ul>

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 743200 <b>Lien</b> <a href="#"><u>151 - IMU - Examens microbiologiques</u></a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Bon 151 verso - Bactériologie - Utiliser le champ vide en bas de page, noter Urgence Streptococque groupe B

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frottis anus</li><li>• Frottis vaginal</li></ul>
---------------	--

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
-----------------	---

<b>Contenant</b>	LIM broth (bouchon bleu Copan)
------------------	--------------------------------



Commande RAFA externe (non disponible au magasin central)

<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	LIM, milieu sélectif destiné uniquement à cette recherche - Cumul avec autres analyses impossible
---	---

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Utiliser un bouillon LIM broth
--------------------	--------------------------------

<b>Conservation</b>	4°C
---------------------	-----

<b>Conditions d'acheminement</b>	Température ambiante, délai < 24 heures
----------------------------------	---

### Acheminement

<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
--------------------------------	----------------------------

<b>Site</b>	BH18-100
-------------	----------

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
----------------	----------------------------

<b>Pneumatique</b>	439
--------------------	-----

<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
--	---

<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
------------------	---------------

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**

Microbiologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

**Tarif****Tarif (CHF)**

119.7

**Validité**

Validité dès le 01.07.09