

Catalogue des analyses - Laboratoire

Numération et différenciation leucocytaire

Dialyse péritonéale - Dialysat

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Numération cellulaire et répartition leucocytaire

Indication diagnostique

La recherche de cellules tumorales s'effectue en cytologie (cf cytopathologie) ainsi que l'analyse du lavage broncho-alvéolaire et des liquides articulaires.

Renseignement téléphonique

021 31 44 200

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hématologie cellulaire

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide dialyse péritonéale
- Dialysat

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Acheminement

Conditions d'acheminement

Le plus rapidement possible

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	<u>Hématologie générale 24/7</u>

Résultats

Délai de rendu	< 2h
Interprétation	Paramètres testés: Numération cellules Numération leucocytes Répartition leucocytaire

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> • Cytométrie de flux par laser semiconducteur • Microscopie
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	6 jours à 4°C
Tarif	
Tarif (CHF)	26.1
Condition(s) spéciale(s)	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus