



Catalogue des analyses - Laboratoire

## **Frottis vaginal / col - PID**

Bactériologie

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries aérobies dans les échantillons de type, frottis vaginal / col.
- Un examen direct est effectué afin de mettre en évidence une éventuelle vaginose.

#### Indication diagnostique

Suspicion de PID (Pelvic Inflammatory Disease) ou MIP (Maladie Inflammatoire Pelvienne)

#### Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

- Bon 151 recto - Sphère génitale - Cocher vagin ou endocol et PID
- Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Frottis col
- Frottis vaginal

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conservation**

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie

## Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Culture</li> </ul>
-------------------------------	---

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	10 jours.
-----------------------------	-----------

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	63
--------------------	----

<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	Culture positive, position 333500 – culture négative, position 333400
---------------------------------	---