



Catalogue des analyses - Laboratoire

Frottis vaginal / col - Vaginose compliquée

Bactériologie

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- La vaginose est mise en évidence par microscopie du Score de Nugent (Coloration de Gram).
- La culture est effectuée sauf si la microscopie met en évidence une prédominance de Lactobacillus ou une vaginose (Dans ces 2 cas de figure la culture n'a pas de plus-value)

Indication diagnostique

Suspicion de vaginose compliquée

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

- Bon 151 recto - Sphère génitale - Cocher vagin ou endocol et vaginose compliquée
- Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Frottis col
- Frottis vaginal

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> • Culture
-------------------------------	---

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours.
-----------------------------	-----------

Tarif

Tarif (CHF)	63
--------------------	----

Condition(s) spéciale(s)	Culture positive, position 333500 – culture négative, position 333400 Microscopie (Score de Nugent), position 335700. Elle n'est pas facturée si la culture est effectuée.
---------------------------------	---